


## Henderson Instrument Set for Toric Lenses Instrumentenset für Torische Linsen


H-2604



**Henderson**

Alignment Marker, to mark the patient at the slit lamp  
Achsenmarkierer, zur Markierung der Orientierungspunkte unter der Spaltlampe


H-2603



**Henderson**

Degree Gauge, beveled, with 4 notches for orientation at the alignment marks  
Meßring, konisch, mit 4 Einkerbungen zur Ausrichtung an den Orientierungspunkten

H-2602



**Henderson**

Corneal Marker, to mark the axis  
Hornhautmarkierer, zur Achsmarkierung